

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles. En cas d'incident grave en lien avec le dispositif, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent,



Conserver le produit à température ambiante.



ORLIMAN®



Dispositif médical de classe I

Pour la France :

Distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes
Pour toutes informations complémentaires, contacter :
SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.
NOT_AttelePoignetPouceLong_ManuEasy_190115_V0

All countries :

ORLIMAN S. L. U.

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliana
Apdo. de correos 49 · C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona Valencia
España (Spain)

LB-I-SME- / LB59 - Edition : 02/19



MANU EASY®

› ATTELLE DE POIGNET-POUCE LONG



ORLIMAN.

CONTENU/DESCRIPTION

Attelle de poignet-pouce long Manu Easy® :

- 1 Éclisse latérale amovible modelable,
- 1 Éclisse palmaire amovible modelable,
- 2 Éclisses dorsales souples.

Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS

Traumatisme du poignet et du pouce, Entorse du poignet et du pouce, Tendinite de De Quervain, Rhizarthrose phase aiguë.

COMPOSITION

Extérieur : 100% Polyester,
Mousse intérieure : 100% Polyester,
Intérieur : 100% Coton,
Éclisses : Aluminium et Polycarbonate.

TAILLANT

TAILLE	TOUR DE POIGNET (CM)
1	14 - 16
2	16 - 18
3	18 - 20

MISE EN PLACE

- A** Figures 1 et 2
- Ouvrir les sangles et le système de fermeture par lacets (fig. 1).
 - Enfiler l'attelle Manu Easy® poignet-pouce long comme un gant en passant le pouce dans l'évidement prévu à cet effet, en prenant bien soin de l'aligner sur l'axe du poignet. (fig. 2).
- B** Figure 3
- Refermer le système par lacets.
 - Ajuster la tension au maintien souhaité puis refermer avec la fixation auto-agrippante.
- C** Figures 4 et 5
- Refermer la sangle au niveau de la paume (fig. 4).
 - Serrer la sangle de pouce en prenant bien soin de l'ajuster au plus proche de la jointure pouce/index (fig. 5).



PLUS D'INFOS SUR
NOS PRODUITS :
www.orliman.fr