



# Botimed<sup>®</sup> Air haute

Botte de marche



## TRAUMATIQUE

### INDICATIONS :

Fracture stable du tiers inférieur de la jambe (fracture distale du tibia ou du péroné), de la cheville et du pied, blessure au tendon d'Achille et aux ligaments (entorse de grade II et III), fasciite plantaire sévère, réduction de l'œdème, autres soins post-chirurgicaux ou post-traumatiques.

### PRISE DE MESURE : Pointure.

|  |                       |                       |                       |                     |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|  | <b>T.1</b><br>34 - 38 | <b>T.2</b><br>38 - 43 | <b>T.3</b><br>43 - 46 | Modèle<br>bilatéral |
|  |                       |                       |                       |                     |

#### DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE I

Distributeur France : SM EUROPE / ORLIMAN - 20, La Herbetais, 35520 La Mézière (France)  
Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr - www.orliman.fr  
Fabricant : ORLIMAN S. L. U. - C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliana -  
Apdo de correos 49 - C.P. 46185 - La Pobla de Vallbona - Valencia - España (Spain).  
Tél. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com -  
Export : Tél. +34 96 274 23 33 - E-mail : export@orliman.com - www.orliman.com



Visuels non contractuels

# Botimed® Air haute

## Botte de marche

### NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

#### NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Cher client,  
Nous vous remercions d'avoir accordé votre confiance à un produit Orliman®. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions suivantes, à les conserver, ainsi que l'emballage, pour toute future utilisation. En cas de doute, veuillez contacter votre professionnel de santé ou notre Service Client.  
ORLIMAN S.L.U. garantit tous ses produits, à condition qu'ils n'aient pas été manipulés, ni modifiés dans leur configuration initiale, à l'exception de toute utilisation prescrite sur cette page d'instructions. Si les produits sont utilisés en combinaison avec d'autres produits, pièces de rechange ou systèmes, assurez-vous que ceux-ci sont compatibles et qu'ils proviennent de la marque Orliman®. Les produits dont les caractéristiques ont été altérées en raison d'un mauvais usage de tout type sont exclus de la garantie. En cas d'incidents graves liés au produit, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente de votre pays.

#### RÉGLEMENTATION

**(MD)** Cet article est un dispositif médical de classe I. Il a fait l'objet d'une Analyse de Risques (UNE EN ISO 14971) afin de réduire tout risque éventuel. Selon les résultats de l'analyse des risques, des essais sont réalisés conformément à la réglementation européenne UNE-EN ISO 22523 relative aux prothèses et orthèses.

#### CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans cette notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produits à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique) ou de pommades.

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

#### ⚠ PRÉCAUTIONS

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'attelle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirez le produit et consultez immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées, gonflements ou rougeurs. Vérifiez l'état avant chaque utilisation. Une semelle cassée ou trop usée peut augmenter le risque de chute. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, cessez d'utiliser le produit et avertissez immédiatement l'établissement de distribution.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

Le port d'une attelle d'immobilisation dont la fonction est de limiter les mouvements rend incompatible la conduite d'un véhicule.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé **(LOT)**, de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

#### INDICATIONS

Fracture stable du tiers inférieur de la jambe (fracture distale du tibia ou du péroné), de la cheville et du pied, blessure au tendon d'Achille et aux ligaments (entorse de grade II et III), fasciite plantaire sévère, réduction de l'œdème, autres soins post-chirurgicaux ou post-traumatiques. Lors de l'usage de ce produit, restreindre les activités à celles indiquées par le médecin.

#### CONTENU / DESCRIPTION

Une botte de marche haute :  
- 1 chausson enveloppant matelassé en tissu respirant,  
- 1 coque d'immobilisation avec semelle profilée antidérapante en forme de balancier,  
- 1 plaque rigide à positionner à l'avant du tibia,  
- 1 protège orteils,  
- 1 pompe de gonflage intégrée avec vanne de régulation,  
- 1 kit avec 2 coussinets de protection et 1 protège orteils de rechange.  
**Une notice du produit, à lire attentivement.**

#### COMPOSITION

**Chausson :**  
- Tissu en nylon brossé : polyamide 100%,  
- Mousse en fibre de polyuréthane : polyuréthane 100%,  
- Revêtement : polyester 100%,  
**Pompe de gonflage :**  
- Polyuréthane 100%,  
**Poche d'air :**  
- Nylon : polyamide 100%,  
- Structure : polyuréthane thermoplastique 100%,  
**Botte :**  
- Structure : polypropylène 100%,  
- Semelle extérieure : polypropylène 100%,  
- Semelle intérieure : mousse : éthylène acétate de vinyle 100%,  
- Revêtement : Cellulose 100%,  
- Système de fermeture : Polyamide 100%,  
- Rivets : Acier inoxydable 100%.

#### CONSEILS DE CONSERVATION ET DE LAVAGE

Lorsque vous n'utilisez pas le produit, veuillez le conserver dans son emballage d'origine, dans un lieu sec et à température ambiante. Avant entretien, si le produit en est pourvu, retirez l'ensemble des pièces amovibles (baleines, éclisses, etc.) et collez les fixations auto-agrippantes entre elles. Lavez le produit régulièrement à la main, à l'eau tiède (maximum 30° C) et avec du savon neutre. Pour sécher le produit, utilisez une serviette sèche afin d'absorber la plus grande quantité d'humidité possible et laissez-le sécher à plat et à température ambiante. Ne pas le repasser et veillez à ne pas l'exposer à des sources de chaleur directes, telles que : réchaud, appareil de chauffage, rayons directs du soleil, etc. Lorsque vous lavez le produit, ne pas utiliser de substances abrasives, corrosives, ni de produits à base d'alcool, de chlore ou de solvants. Veillez à bien rincer le produit, dans le cas contraire les restes de détergent peuvent entraîner des irritations cutanées et détériorer le produit. Une fois le lavage terminé, si des pièces amovibles ont été retirées, remettez-les dans leur position initiale avant une nouvelle utilisation.



#### MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme mais confortable.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

#### Pour la mise en place du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :

Il est conseillé de placer le produit en position assise et de porter, si possible, une chaussette en coton.

#### Mise en place de la botte :

1. Ouvrir entièrement la botte.  
Insérer le pied à l'intérieur du chausson et le refermer.

Si nécessaire, placer les coussinets de protection dans des zones sensibles telles que le cou-de-pied ou les malléoles.

2. Placer le protège orteils sur le bout du pied.

3. Placer le pied sur la coque d'immobilisation rigide.

Fixer la plaque de renfort avant.

4. Refermer la botte grâce au système de fermeture par bandes auto-agrippantes.


5. - Ajuster le maintien de façon à ce que l'articulation tibio-tarsienne soit parfaitement immobilisée.

S'assurer que l'articulation est maintenue à 90°.

6. Gonfler la poche d'air à l'aide de la pompe intégrée en tournant la valve dans le sens des aiguilles d'une montre.


Appuyer plusieurs fois sur la pièce orange jusqu'à obtenir la pression souhaitée.

NOTE : Pour libérer l'air, tourner la valve dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



**SCANNEZ-MOI & RETROUVEZ LA VIDÉO DE MISE EN PLACE DE CE PRODUIT.**

#### PRISE DE MESURE



#### TAILLANT

| Taille | Pointure | Hauteur (cm) |
|--------|----------|--------------|
| T.1    | 34 - 38  | 36           |
| T.2    | 38 - 43  | 39,5         |
| T.3    | 43 - 46  | 43           |

Modèle bilatéral.

PLUS D'INFORMATIONS SUR NOS PRODUITS, DES VIDÉOS DE MISE EN PLACE ET DES CONSEILS SUR :

**orliman.fr**   



NU1077#4\_BotimedAirHaute

Date de publication : 2020-11

Date de révision : 2025-04 | v.4