



CHEVIX®
Chevillère ligamentaire

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

⚠ PRÉCAUTIONS

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'attelle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirez le produit et consultez immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées, gonflements ou rougeurs.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

Le port d'une attelle d'immobilisation dont la fonction est de limiter les mouvements rend incompatible la conduite d'un véhicule.



La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé , de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans cette notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produits à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique) ou de pommades.

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir accordé votre confiance à un produit Orliman®. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions suivantes, à les conserver, ainsi que l'emballage, pour toute future utilisation. En cas de doute, veuillez contacter votre professionnel de santé ou notre Service Client.

ORLIMAN S.L.U. garantit tous ses produits, à condition qu'ils n'aient pas été manipulés, ni modifiés dans leur configuration initiale, à l'exception de toute utilisation prescrite sur cette page d'instructions.

Si les produits sont utilisés en combinaison avec d'autres produits, pièces de rechange ou systèmes, assurez-vous que ceux-ci sont compatibles et qu'ils proviennent de la marque Orliman®. Les produits dont les caractéristiques ont été altérées en raison d'un mauvais usage de tout type sont exclus de la garantie. En cas d'incidents graves liés au produit, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente de votre pays.

RÉGLEMENTATION

 Cet article est un dispositif médical de classe I. Il a fait l'objet d'une Analyse de Risques (UNE EN ISO 14977) afin de réduire tout risque éventuel. Selon les résultats de l'analyse des risques, des essais sont réalisés conformément à la réglementation européenne UNE-EN ISO 22523 relative aux prothèses et orthèses.

INDICATIONS

Traitement pour suite d'entorse de cheville moyenne à grave, idéal reprise d'activité sportive, instabilité ligamentaire, relais suite d'entorse de Chopart légère.

CONTENU / DESCRIPTION

Une chevillère ligamentaire :

- 1 chevillère 
- X-STRAPPING SYSTEM 
- 1 sangle élastique 

Une notice du produit, à lire attentivement.



COMPOSITION

Polyamide 50 %, polyester 30 %, élasthanne 20 %.

CONSEILS DE CONSERVATION ET DE LAVAGE

Lorsque vous n'utilisez pas le produit, veuillez le conserver dans son emballage d'origine, dans un lieu sec et à température ambiante. Avant entretien, si le produit en est pourvu, retirez l'ensemble des pièces amovibles (boileines, éclisses, etc.) et collez les fixations auto-agrippantes entre elles. Lavez le produit régulièrement à la main, à l'eau tiède (maximum 30° C) et avec du savon neutre. Pour sécher le produit, utilisez une serviette sèche afin d'absorber la plus grande quantité d'humidité possible et laissez-le sécher à plat et à température ambiante. Ne pas le repasser et veillez à ne pas l'exposer à des sources de chaleur directes, telles que : réchaud, appareil de chauffage, rayons directs du soleil, etc. Lorsque vous lavez le produit, ne pas utiliser de substances abrasives, corrosives, ni de produits à base d'alcool, de chlore ou de solvants. Veillez à bien rincer le produit, dans le cas contraire les restes de détergent peuvent entraîner des irritations cutanées et détériorer le produit. Une fois le lavage terminé, si des pièces amovibles ont été retirées, remettez-les dans leur position initiale avant une nouvelle utilisation.



MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme mais confortable.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

Pour la mise en place du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :

Mise en place de la cheville :

1. Enfiler la cheville par l'avant du pied.

Vérifier que le produit est centré sur la cheville et refermer les fixations auto-agrippantes suivant l'ordre indiqué

Mise en place du X-STRAPPING SYSTEM

Reprise d'activité sportive ou quotidienne et prévention :

2. Sur la cheville nue, positionner le strapping sous le pied, partie la plus large à l'extérieur du pied.

3. Repérer la malléole interne afin que celle-ci se positionne au centre du cercle du strapping (partie plus étroite). Refermer et fixer avec les zones auto-agrippantes.

4. Positionner la seconde partie avec le X sur la malléole externe. Ajuster le niveau de maintien, refermer et fixer avec les zones auto-agrippantes.

∞FORM STRAPPING

entorse latérale :

Sur la cheville nue, placer la sangle élastique sous le pied (fixations auto-agrippantes vers le haut) de manière à avoir une longueur égale de chaque côté du pied.

Tendre la sangle externe sur le cou-de-pied en l'amenant vers l'arrière de la cheville. Tout en maintenant la tension, rabattre la sangle élastique vers l'avant en contourant la cheville au niveau du tendon d'Achille. La fixer sur elle-même avec la zone auto-agrippante, au niveau du cou-de-pied.

Répéter l'opération avec la sangle interne, de manière symétrique.

Terminer la mise en place en ajoutant le X-STRAPPING SYSTEM comme indiqué précédemment.


CHOPART STRAPPING

entorse de Chopart :

Repérer le marquage bleu au-dessus du pied. Sur la cheville nue, fixer la sangle élastique sur l'avant de la cheville avec la zone auto-agrippante et réaliser 2 tours sur l'avant pied en allant chercher le 5^e métatarse.

À la fin du second tour, exercer une légère tension afin d'étendre la sangle élastique en passant sur le cou-de-pied. Verrouiller au-dessus de la malléole interne en fixant avec la zone auto-agrippante (éviter d'attacher la fixation sur le tendon d'Achille).


Terminer la mise en place en ajoutant le X-STRAPPING SYSTEM comme indiqué précédemment.



∞FORM STRAPPING / entorse latérale



CHOPART STRAPPING / entorse de Chopart



PRISE DE MESURE



TAILLANT

Taille	Tour de cheville (cm)
T.0	17 - 20
T.1	20 - 23,5
T.2	23,5 - 27

Modèle gauche ou modèle droit.



SCANNEZ-MOI
& RETROUVEZ LA VIDÉO
DE MISE EN PLACE DE CE PRODUIT.



■ ORLIMAN S. L. U.

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elion

Apdo de correos 49 - C.P. 46185

La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)

Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com

Exportación : Tel. +34 96 274 23 33 - E-mail : export@orliman.com

www.orliman.com

Distributeur : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes

Pour toutes informations complémentaires, contacter :

SM Europe / Orliman - 20, La Herbette - 35520 La Mézière (France).

Tel. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr



PUS D'INFORMATIONS SUR NOS PRODUITS,
DES VIDÉOS DE MISE EN PLACE ET DES CONSEILS SUR :

orliman.fr   

NUT160#3_CheviX

Date de publication : 2020-11

Date de révision : 2025-04 | v.3