



2 en 1 - Gonflable - Air/Gel Cryotec®

Attelle de cheville

avec compresse de froid

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

⚠ PRÉCAUTIONS

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'attelle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirer le produit et consulter immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées, gonflements ou rougeurs.

Les produits marqués du symbole ♡ contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole Ⓜ contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

Le port d'une attelle d'immobilisation dont la fonction est de limiter les mouvements rend incompatible la conduite d'un véhicule.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé Lot, de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans cette notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produit à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique), de pommades.

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir accordé votre confiance à un produit Orliman®. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions suivantes, à les conserver, ainsi que l'emballage, pour toute future utilisation. En cas de doute, veuillez contacter votre professionnel de santé ou notre Service Client.

ORLIMAN S.L.U. garantit tous ses produits, à condition qu'ils n'aient pas été manipulés, ni modifiés dans leur configuration initiale, à l'exception de toute utilisation prescrite sur cette page d'instructions.

Si les produits sont utilisés en combinaison avec d'autres produits, pièces de rechange ou systèmes, assurez-vous que ceux-ci sont compatibles et qu'ils proviennent de la marque Orliman®. Les produits dont les caractéristiques ont été altérées en raison d'un mauvais usage de tout type sont exclus de la garantie. En cas d'incidents graves liés au produit, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente de votre pays.

RÉGLEMENTATION

MD Cet article est un dispositif médical de classe I. Il a fait l'objet d'une Analyse de Risques (UNE EN ISO 14971) afin de réduire tout risque éventuel. Selon les résultats de l'analyse des risques, des essais sont réalisés conformément à la réglementation européenne UNE-EN ISO 22523 relative aux prothèses et orthèses.

INDICATIONS

Traumatisme et entorse de cheville récente.

CONTENU / DESCRIPTION

Une attelle de cheville :

- Évidement malléolaire interne/externe,
- Coque à double niveau de rigidité : rigide en partie supérieure et souple en sous-malléolaire,
- Sangles amovibles avec fermeture par boucle auto-agrippante fixée sur la coque.

2 en 1 :

- 2 coussins amovibles en mousse à mémoire de forme double densité,
- 2 coussins amovibles Air/Gel.

Gonflable :

- 2 coussins gonflables amovibles,
- 1 tuyau de gonflage.

Air/Gel :

- 2 coussins Air/Gel amovibles.

Une notice du produit, à lire attentivement.

COMPOSITION

Sangles : polyamide 100%,
Coque : polypropylène 100%.

Coussins mousse à mémoire de forme :
intérieur coton 100%, extérieur polyamide 100%.

Mousse : polyuréthane polyéther 100%.

Gonflable : polyamide 50%, TPU 50%.
Mousse : polyuréthane 100%.

Coussin Air/Gel :

polyamide 50%, TPU 50%. Gel : glycol 100%.

CONSEILS DE CONSERVATION ET DE LAVAGE

Lorsque vous n'utilisez pas le produit, veuillez le conserver dans son emballage d'origine, dans un lieu sec et à température ambiante. Avant entretien, si le produit en est pourvu, retirez l'ensemble des pièces amovibles (baleines, éclisses, etc.) et collez les fixations auto-agrippantes entre elles. Lavez le produit régulièrement à la main, à l'eau tiède (maximum 30° C) et avec du savon neutre. Pour sécher le produit, utilisez une serviette sèche afin d'absorber la plus grande quantité d'humidité possible et laissez-le sécher à plat et à température ambiante. Ne pas le repasser et veiller à ne pas l'exposer à des sources de chaleur directes, telles que : réchaud, appareil de chauffage, rayons directs du soleil, etc. Lorsque vous lavez le produit, ne pas utiliser de substances abrasives, corrosives, ni de produits à base d'alcool, de chlore ou de solvants. Veillez à bien rincer le produit, dans le cas contraire les restes de détergent peuvent entraîner des irritations cutanées et détériorer le produit. Une fois le lavage terminé, si des pièces amovibles ont été retirées, remettez-les dans leur position initiale avant une nouvelle utilisation.



MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme mais confortable.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

Pour la mise en place du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :

Préparation de l'attelle :

Détacher les sangles auto-agrippantes et ouvrir complètement l'attelle de cheville.

Dans le cas de l'attelle «**Gonflable**», les coussins sont déjà positionnés, insérer le tuyau de gonflage dans le coussin et souffler pour le gonfler.

Dans le cas de l'attelle «**2 en 1**», en fonction du traitement souhaité, sélectionner les coussins à mémoire de forme ou Air/Gel (cryothérapie) et les positionner à l'intérieur de l'attelle.

Dans le cas de l'attelle «**Air/get**», les coussins sont déjà positionnés.

Note : les coussins air/gel doivent être placés au congélateur 1 à 2 h avant la première utilisation.

Mise en place de l'attelle :

1. Placer le pied au centre de la sangle calcanéenne.
2. Repasser les sangles dans les boucles et les fixer avec les zones auto-agrippantes.
3. Ajuster les lanières de la sangle calcanéenne en tirant dessus vers le haut, simultanément des deux côtés.

Si nécessaire ajuster les 2 sangles principales et les fixer avec les zones auto-agrippantes.

En fonction de la prescription médicale, renouveler l'opération après avoir préalablement remis les coussins air/gel au congélateur pendant maximum 2h.



⚠ ATTENTION :

Pour les séances de cryothérapie, suivre rigoureusement les instructions de la prescription médicale. Effectuer des séances n'excédant pas 20 min et toujours les espacer d'une pause d'au moins 20 min.


Une surexposition au froid peut être à l'origine d'une brûlure à froid. Ne pas appliquer la compresse de froid directement à même la peau. En cas de sensation inhabituelle ou de douleur, arrêter immédiatement la séance de cryothérapie et consulter un professionnel de santé.

Ce produit est contre-indiqué en cas :

- d'allergie au froid,
- de syndrome de Raynaud,
- de dégénérescence nerveuse,
- de diabète sévère,
- de trouble de la circulation (thrombose profonde, artériopathie occlusive, patient présentant une circulation périphérique faible),
- d'hypertension artérielle.



PRISE DE MESURE



Mesurer la taille de l'individu.

TAILLANT

Taille	Taille de l'individu (cm)
Petit	< 160
Standard	> 160

Modèle bilatéral.

PLUS D'INFORMATIONS SUR NOS PRODUITS,
DES VIDÉOS DE MISE EN PLACE ET DES CONSEILS SUR :

orliman.fr



ORLIMAN S. L. U.

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliona
Apdo de correos 49 - C.P. 46185

La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)

Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com

Exportación : Tel. +34 96 274 23 33 - E-mail : export@orliman.com

www.orliman.com

Distributeur : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes

Pour toutes informations complémentaires, contacter :

SM Europe / Orliman, 20, La Herbetais - 35520 La Mézière (France).

Tel. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr

www.orliman.fr

NUT146#1_2en1-AirGel_GonflableCRYOTEC_202109

Date de publication : 2021-09

Date de révision : 2021-09 | v.1