



Attelle de cheville

FIXQUICK MAX


Powered by BOA FIT SYSTEM


NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

⚠ PRÉCAUTIONS


Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'attelle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirez le produit et consultez immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées, gonflements ou rougeurs.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

Le port d'une attelle d'immobilisation dont la fonction est de limiter les mouvements rend incompatible la conduite d'un véhicule.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé , de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans cette notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produit à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique), de pommades.


Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Cher client,
Nous vous remercions d'avoir accordé votre confiance à un produit Orliman®. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions suivantes, à les conserver, ainsi que l'emballage, pour toute future utilisation. En cas de doute, veuillez contacter votre professionnel de santé ou notre Service Client.
ORLIMAN S.L.U. garantit tous ses produits, à condition qu'ils n'aient pas été manipulés, ni modifiés dans leur configuration initiale, à l'exception de toute utilisation prescrite sur cette page d'instructions.

Si les produits sont utilisés en combinaison avec d'autres produits, pièces de rechange ou systèmes, assurez-vous que ceux-ci sont compatibles et qu'ils proviennent de la marque Orliman®. Les produits dont les caractéristiques ont été altérées en raison d'un mauvais usage de tout type sont exclus de la garantie. En cas d'incidents graves liés au produit, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente de votre pays.

RÉGLEMENTATION

 Cet article est un dispositif médical de classe I. Il a fait l'objet d'une Analyse de Risques (UNE EN ISO 14971) afin de réduire tout risque éventuel. Selon les résultats de l'analyse des risques, des essais sont réalisés conformément à la réglementation européenne UNE-EN ISO 22523 relative aux prothèses et orthèses.

INDICATIONS

Entorse récente de la cheville moyenne à grave, prévention des récurrences de l'entorse, reprise d'activité sportive (ex. sport de pivots), instabilité ligamentaire chronique.

CONTENU / DESCRIPTION

Une attelle de cheville :
- 4 sangles de strapping.
- 2 renforts latéraux amovibles.
- 1 système de fermeture BOA®.
Une notice du produit, à lire attentivement.

COMPOSITION

Matériau principal : polyester 100%.
Velours : nylon 50%, polyester 50%.
Langquette : polyester 40%, polyuréthane 60%.
Partie dessous du pied : polymère synthétique 70%, nylon 30%.
Sangles : caoutchouc synthétique 40%, polyester 60%.
Renforts latéraux : acier 100%.

CONSEILS DE CONSERVATION ET DE LAVAGE

Lorsque vous n'utilisez pas le produit, veuillez le conserver dans son emballage d'origine, dans un lieu sec et à température ambiante. Avant entretien, si le produit en est pourvu, retirez l'ensemble des pièces amovibles (baleines, éclisses, etc.) et collez les fixations auto-agrippantes entre elles. Lavez le produit régulièrement à la main, à l'eau tiède (maximum 30° C) et avec du savon neutre. Pour sécher le produit, utilisez une serviette sèche afin d'absorber la plus grande quantité d'humidité possible et laissez-le sécher à plat et à température ambiante. Ne pas le repasser et veiller à ne pas l'exposer à des sources de chaleur directes, telles que : réchaud, appareil de chauffage, rayons directs du soleil, etc. Lorsque vous lavez le produit, ne pas utiliser de substances abrasives, corrosives, ni de produits à base d'alcool, de chlore ou de solvants. Veillez à bien rincer le produit, dans le cas contraire les restes de détergent peuvent entraîner des irritations cutanées et détériorer le produit. Une fois le lavage terminé, si des pièces amovibles ont été retirées, remettez-les dans leur position initiale avant une nouvelle utilisation.



MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme mais confortable.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation. **La délivrance du produit doit être strictement conforme à la prescription médicale.**

Pour la mise en place du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Tirer sur le disque de serrage pour déverrouiller le système BOA®.

NOTE : Le disque de serrage possède 2 positions : « verrouillée » quand le disque est enfoncé au maximum et « déverrouillée » quand il est tiré au maximum. Le passage d'un état à l'autre est identifiable par un léger « clic ».

2. Détendez au maximum les liens en tirant sur le guide de serrage à l'avant de l'attelle. Détachez les sangles de strapping de chaque côté et écartez l'attelle pour faciliter l'enfilage.

3. Enfiler l'attelle comme une chaussure en prenant soin de bien positionner le talon dans l'évidement prévu à cet effet.

4. Appuyer sur le disque pour le mettre en position « verrouillée » et procéder au serrage. Tourner le disque dans le sens des aiguilles d'une montre tout en maintenant les liens tendus à l'avant du produit grâce au guide de serrage et ajuster le degré de maintien.


NOTE : Il est possible à tout moment d'ajuster le serrage si ce dernier est trop important en tournant le disque dans le sens opposé.

5. Réaliser le strapping en vous référant aux instructions de la rubrique « Instructions strapping ». Parmi les 3 strappings proposés, choisir le plus approprié en fonction de la nature, de la gravité et des besoins spécifiques de la blessure.

6. Comment retirer l'attelle ?

Détacher les sangles de strapping, déverrouiller le disque de serrage, relâcher les liens à l'avant du produit en tirant sur le guide de serrage et enfin, écartez manuellement les deux parties latérales de l'attelle pour retirer le pied.

PRISE DE MESURE



TAILLANT

Taille	Tour de cheville (cm)
T.0	15 - 18
T.1	18 - 21
T.2	21 - 24
T.3	24 - 27
T.4	27 - 30

Modèle bilatéral.



Visuels non contractuels.

Instructions STRAPPING

STRAPPING EN 8 « Stabilisation latérale et médiale » :

Apporte un soutien latéral et médial renforcé de l'articulation, améliorant l'effet des renforts latéraux de l'attelle et permettant la réduction des mouvements d'inversion et d'éversion de la cheville.

Mise en place :

- De chaque côté de l'attelle, superposer la grande sangle de strapping sur la petite et fixer au niveau de la zone auto-agrippante.
- Amener simultanément les 2 sangles de strapping internes vers la partie extérieure de l'attelle. Fixer avec la zone auto-agrippante.
- Amener simultanément les 2 sangles de strapping externes vers la partie intérieure de l'attelle. Fixer avec la zone auto-agrippante.

STRAPPING EN DOUBLE 8 CROISÉ « Stabilisation accrue » :

Le croisement des 4 sangles de strapping offre une résistance supplémentaire contre les mouvements de torsion. Idéal en cas de blessures graves ou de pratiques sportives nécessitant une protection renforcée.

Mise en place :

- Amener la petite sangle de strapping interne vers la partie extérieure de l'attelle. Fixer avec la zone auto-agrippante.
- Amener la petite sangle de strapping externe vers la partie intérieure de l'attelle. Fixer avec la zone auto-agrippante.
- Amener la grande sangle de strapping interne vers la partie extérieure de l'attelle. Fixer avec la zone auto-agrippante au-dessus de la précédente.
- Ramener la grande sangle de strapping externe vers la partie intérieure de l'attelle. Fixer avec la zone auto-agrippante au-dessus de la précédente.

STRAPPING ANTIVARUS « Prévention de l'inversion » :


Limite les mouvements d'inversion de la cheville et réduit la tension sur les ligaments latéraux (ligament talo-fibulaire antérieur). Offre une sécurité renforcée en cas d'instabilité chronique de cheville, réduisant le risque de rechute lors de la reprise sportive.

Mise en place :

- Amener la petite sangle de strapping externe à la verticale de l'attelle. Fixer sur le haut de celle-ci avec la zone auto-agrippante.
- Ramener la petite sangle de strapping interne vers la partie extérieure de l'attelle de manière à venir plaquer la petite sangle de strapping externe sur la cheville. Fixer avec la zone auto-agrippante.
- Ramener la grande sangle de strapping externe vers la partie intérieure de l'attelle. Fixer en partie haute avec la zone auto-agrippante.

d. Amener la grande sangle de strapping interne vers la partie extérieure de l'attelle. Fixer en partie haute avec la zone auto-agrippante.

NOTE : Le strap peut également être placé en interne pour un effet antivarus, en cas d'entorses (ou atteintes) internes de la cheville.



ORLIMAN S. L. U.
C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliona
Apdo de correos 49 - C.P. 46185
La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)
Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com
Exportación : Tel. +34 96 274 23 33 - E-mail : export@orliman.com
www.orliman.com

Distributeur : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes
Pour toutes informations complémentaires, contacter :
SM Europe / Orliman - 20, La Herbetois - 35520 La Mézière (France).
Tel. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr



PLUS D'INFORMATIONS SUR NOS PRODUITS,
DES VIDÉOS DE MISE EN PLACE ET DES CONSEILS SUR :

orliman.fr   



SCANNEZ-MOI
& RETROUVEZ LA VIDÉO
DE MISE EN PLACE DE CE PRODUIT.

NUT307#1_FixQuickMax_AtelleDeCheville

Date de publication : 2024-09

Date de révision : 2024-09 | v.1