



Releveur de pied



CHRONIQUE

INDICATIONS :

Limitation de la flexion dorsale du pied, Hémiplegie due à des accidents vasculaires cérébraux (AVC), Séquelles de paralysie flasque, Rétraction du tendon d'Achille, Lésions du nerf poplité externe sciatique.

CONTRE-INDICATION :

Le produit ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une déviation en varus ou valgus de l'arrière du pied, ni en cas de paralysie spastique.

PRISE DE MESURE : Pointure.

	T.1	T.2	T.3	T.4	Modèle gauche
	35 - 37	38 - 40	41 - 43	44 - 46	Modèle droit

DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE I

Distributeur France : SM EUROPE / ORLIMAN - 20, La Herbetals, 35520 La Mézière (France)
 Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr - www.orliman.fr
Fabricant : ORLIMAN S. L. U. - C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliana -
 Apdo de correos 49 - C.P. 46185 - La Pobla de Vallbona - Valencia - España (Spain),
 Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com -
 Export : Tel. +34 96 274 23 33 - E-mail : export@orliman.com - www.orliman.com



Visuels non contractuels

Releveur de pied

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Cher client,
Nous vous remercions d'avoir accordé votre confiance à un produit Orliman®. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions suivantes, à les conserver, ainsi que l'emballage, pour toute future utilisation. En cas de doute, veuillez contacter votre professionnel de santé ou notre Service Client.
ORLIMAN S.L.U. garantit tous ses produits, à condition qu'ils n'aient pas été manipulés, ni modifiés dans leur configuration prescrite sur cette page d'instructions. Si les produits sont utilisés en combinaison avec d'autres produits, pièces de rechange ou systèmes, assurez-vous que ceux-ci sont compatibles et qu'ils proviennent de la marque Orliman®. Les produits dont les caractéristiques ont été altérées en raison d'un mauvais usage de tout type sont exclus de la garantie. En cas d'incidents graves liés au produit, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente de votre pays.

RÉGLEMENTATION

 Cet article est un dispositif médical de classe I. Il a fait l'objet d'une Analyse de Risques (UNE EN ISO 14971) afin de réduire tout risque éventuel. Selon les résultats de l'analyse des risques, des essais sont réalisés conformément à la réglementation européenne UNE-EN ISO 22523 relative aux prothèses et orthèses.

PRÉCAUTIONS

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'attelle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirez le produit et consultez immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées, gonflements ou rougeurs.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

Le port d'une attelle d'immobilisation dont la fonction est de limiter les mouvements rend incompatible la conduite d'un véhicule.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé , de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans cette notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produit à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique), de pommades.

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

INDICATIONS

Limitation de la flexion dorsale du pied, hémiplegie due à des accidents vasculaires cérébraux (AVC), séquelles de paralysie flasque, rétraction du tendon d'Achille, lésions du nerf poplité externe sciatique.

CONTRE-INDICATION

Le produit ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une déviation en varus ou valgus de l'arrière du pied, ni en cas de paralysie spastique.

CONTENU / DESCRIPTION

- 1 releveur de pied,
- 1 kit de coussins matelassés,
- 1 système de fixation.

Une notice du produit, à lire attentivement.

COMPOSITION

Structure : polyamide + particules de graphène.

Coussinets : polyamide 38%, polyuréthane 31%, coton 28%, élasthanne 3%.


Sangles : polyamide 75%, polyuréthane 25 %.

Composants rigides et boucles : acétal + acier 100%.

Système de fixation ajustable : polyamide 100%.

CONSEILS DE CONSERVATION ET DE LAVAGE

Lorsque vous n'utilisez pas le produit, veuillez le conserver dans son emballage d'origine, dans un lieu sec et à température ambiante. Avant entretien, si le produit en est pourvu, retirez l'ensemble des pièces amovibles (baleines, éclisses, etc.) et collez les fixations auto-agrippantes entre elles. Lavez le produit régulièrement à la main, à l'eau tiède (maximum 30° C) et avec du savon neutre. Pour sécher le produit, utilisez une serviette sèche afin d'absorber la plus grande quantité d'humidité possible et laissez-le sécher à plat et à température ambiante. Ne pas le repasser et veillez à ne pas l'exposer à des sources de chaleur directes, telles que : réchaud, appareil de chauffage, rayons directs du soleil, etc. Lorsque vous lavez le produit, ne pas utiliser de substances abrasives, corrosives, ni de produits à base d'alcool, de chlore ou de solvants. Veillez à bien rincer le produit, dans le cas contraire les restes de détergent peuvent entraîner des irritations cutanées et détériorer le produit. Une fois le lavage terminé, si des pièces amovibles ont été retirées, remettez-les dans leur position initiale avant une nouvelle utilisation.



MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. **Il est également important de vérifier que la hauteur du Releveur arrive en dessous de la tête du péroné (minimum 1.5cm) pour éviter une pression au niveau du nerf sciatique poplité externe (SPE ou nerf fibulaire commun).** Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme mais confortable. Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation. **La délivrance du produit doit être strictement conforme à la prescription médicale.**

Pour la première mise en place, préparation et adaptation du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :

INFORMATION IMPORTANTE : Vérifier la hauteur du Releveur avant toutes adaptations du produit. Si le produit arrive au niveau de la tête du péroné, nous vous recommandons de prendre la taille en dessous.

1. Découper le Releveur à la bonne pointure à l'aide d'une paire de ciseaux (tous matériaux).

Note : Il est possible de découper la semelle ou $\frac{3}{4}$ pour laisser de la mobilité aux orteils en fonction du niveau d'atteinte du nerf sciatique poplité externe (SPE ou nerf fibulaire commun).

2. Afin d'éviter toutes gênes et blessures, ébavurer les bords avec du papier abrasif en portant un masque de protection.

3. Contrôler l'état cutané de la peau avant mise en place.

4. Réaliser le réglage des sangles au niveau du mollet et du cou-de-pied.

Note : Les sangles peuvent être découpées :

- Enlever la fixation auto-agrippante.
- Découper la sangle à l'aide de ciseaux.
- Repositionner la fixation auto-agrippante.

5. Réaliser le réglage du coussinet de protection tibiale.

NOTE : Si nécessaire, le coussinet peut être coupé à la taille souhaitée grâce aux repères de coupe.

6. Insérer le releveur dans une chaussure qui emboîte le pied en ayant pris soin d'enlever la semelle avant.

Note : Il est possible de repositionner une semelle par-dessus le Releveur pour plus de confort ou si le patient porte des semelles de correction.

7. Desserrer les lacets, tirer la languette vers l'avant et ouvrir au maximum la chaussure pour faciliter la mise en place du pied. Insérer le pied avec une chaussette dans la chaussure en plaçant le mollet dans l'embrasse du Releveur. Vérifier que les orteils soient bien positionnés au bout du pied et que la cheville soit bien à 90° puis refermer la chaussure puis la sangle tibiale à l'aide de la fixation aimantée.

Note : Si la chaussure ne remonte pas assez haut sur le cou-de-pied : placer la sangle au niveau du cou-de-pied à l'aide des fixations auto-agrippantes.

8. Réaliser quelques pas et reconstruire l'état cutané afin qu'aucun point de pression ne subsiste. Sinon apporter les corrections nécessaires et repositionner le produit en reprenant les étapes 6 et 7.

Pour les utilisations ultérieures, lorsque le Releveur est déjà adapté aux besoins, veuillez suivre les instructions suivantes :

9. Insérer le Releveur dans la chaussure en ayant pris soin d'enlever la semelle avant. Desserrer les lacets, tirer la languette vers l'avant et ouvrir au maximum la chaussure pour faciliter la mise en place du pied. Insérer le pied avec une chaussette dans la chaussure en plaçant le mollet dans l'embrasse du Releveur. Vérifier que les orteils soient bien positionnés au bout du pied et que la cheville soit bien à 90°.

Note : Il est possible de repositionner une semelle par-dessus le Releveur.

10. Refermer la sangle tibiale à l'aide de la fixation aimantée.

Note : Si la chaussure ne remonte pas assez haut sur le cou-de-pied, refermer la sangle au niveau du cou-de-pied à l'aide d'une des fixations auto-agrippantes.




PRISE DE MESURE



TAILLANT

Taille	Pointure	Hauteur (cm)
T.1	35 - 37	29
T.2	38 - 40	32
T.3	41 - 43	34
T.4	44 - 46	37

Modèle gauche ou modèle droit.



PLUS D'INFORMATIONS SUR NOS PRODUITS,
DES VIDÉOS DE MISE EN PLACE ET DES CONSEILS SUR :

orliman.fr   

NUT311#3_ReleveurDePied

Date de publication : 2024-11

Date de révision : 2025-11 | v.3