

TAILLE	1	2	3	4	5
TOUR DE GENOU (CM)*	32 - 35,5	35,5 - 39	39 - 42,5	42,5 - 46,5	46,5 - 51

*EN LÉGÈRE FLEXION DE 5° À 10°

ORLIMAN Prim'arthrose



GENOUILLÈRE ROTULIENNE DE CONFORT



ORTHOPÉDIE
DOUCE



SOULAGE
LA DOULEUR



SECONDE
PEAU



ANNEAU
ROTULIEN

PRÉSERVE VOS GESTES QUOTIDIENS

orliman.fr

Distributeur France : SM EUROPE / ORLIMAN 20, La Herbetais - 35520 La Mézière (France)
Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 E-mail : orliman@orliman.fr
Fabricant : ORLIMAN S. L. U. - C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliana - Apdo de correos 49 - C.P. 46185
La Pobla de Vallbona - Valencia - España (Spain). Tél. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00
E-mail : orto@orliman.com - Export : Tél. +34 96 274 23 33 - E-mail : export@orliman.com - www.orliman.com
Pour jeter emballage et produit, respectez les réglementations légales de votre région.



INDICATIONS
Arthrose du genou (gonarthrose) débutante.
Douleurs rhumatismales / raideurs articulaires et musculaires.
Pathologies rotuliennes.



PAKGE070
2026-04 - V1

Arthrose
débutante

Modèle bilatéral
UNITÉ
XL

ORLIMAN Prim'arthrose



L'ORTHÈSE DE JOUR QUI VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN !

FINE, DISCRÈTE & SÉCURISANTE

Soutient le genou et préserve
la liberté de mouvement, pour un
usage discret sous les vêtements.

TISSU COMPRESSIF SOUPLE & CONFORTABLE

Apporte une compression douce
qui stabilise l'articulation, aide
à réduire les douleurs et favorise
la mobilité.



ANNEAU EN SILICONE PHYSIOLOGIQUE

Entoure la rotule pour la stabiliser,
limiter les frottements et améliorer
le contrôle des mouvements.

Lavable en machine (voir notice).



Visuels non contractuels.